



FREEHAND

Der praktische Textilverhalter

Der FreeHand Textilverhalter ist ein überaus praktisches Hilfsmittel bei der alltäglich Katheterisierung. Hosen oder ähnliche Kleidungsstücke hält FreeHand sicher nach unten gerafft, so dass Sie stets beide Hände zum Katheterisieren frei haben.

Mit seinen geringen Ausmaßen passt FreeHand in jede Tasche. Zu Hause findet FreeHand seinen Stammplatz an dem mitgelieferten Wandhalter.



Gebrauchsanweisung

Mit dem FreeHand Textilverhalter kann man auf das lästige Herunterstreifen der Hose verzichten.

FreeHand einfach in die geöffnete Hose einhaken und dann an der Stuhl- bzw. Rollstuhlvorderkante festklemmen. Damit haben Sie beide Hände frei und vermeiden außerdem Berührungen des Katheters mit Ihrer Kleidung und reduzieren somit Infektrisiken.

- 1 Anwendungsskizze FreeHand
- 2 Anwendungsskizze FreeHand unter Verwendung vom Kathetersystem Libero mit aufgehängtem Urinbeutel.