

FREEHAND

O prático suporte de têxteis

O suporte de têxteis FreeHand é uma ajuda muito útil na algaliação diária. FreeHand mantém as calças ou peças de vestuário semelhantes seguramente puxadas para baixo, e assim tem sempre as duas mãos livres para a algaliação.

Com as suas dimensões reduzidas FreeHand cabe em qualquer mala. Em casa o FreeHand encontra o seu lugar habitual no cabide de parede fornecido.

Instruções de utilização

Com o suporte de têxteis FreeHand não há necessidade de baixar as calças.

Prender o FreeHand simplesmente na calça aberta e depois fixá-lo na borda anterior da cadeira ou da cadeira de rodas. Assim tem as duas mãos livres e, além disso, evita o contacto da algália com o seu vestuário o que reduz o risco de infeções.

- 1 Esquema de aplicação FreeHand
- 2 Esquema de aplicação FreeHand com utilização do sistema de algaliação Libero com saco de urina pendurado.

